



S_teryl
ERGONOMIC HYGIENE

 **SARATOGA**
HEALTH IS A STYLE

S_teryl

Saratoga offre una soluzione completa per gestire in totale sicurezza rifiuti e dispositivi medici contaminati. La nostra esperienza si traduce in una progettazione ergonomica e rigorosa, nel rispetto dei principi fondamentali del controllo delle infezioni in clinica.

Un concetto di sterilizzazione
funzionale, sicuro, durevole

Saratoga offers the complete solution for safe removal of waste and soiled instruments from the clinical area. Recycle and process contaminated medical devices in a continuous process, using concepts designed to meet the fundamental principles of infection control in the dental office.

*A **functional, safe, durable** steri-center*





S_teryl è pensata per garantire il workflow ottimale nello studio. Permette l'integrazione dei carrelli S_elect al fine di consentire spostamenti rapidi e sicuri tra sala di trattamento e sterilizzazione.

S_teryl is designed to grant the optimal workflow in the dental clinic. S_elect trolleys can be integrated in order to allow quick and safe movements between the treatment room and the steri-center.

1. S_01 carrello con vasca di decontaminazione inox, 3 box per rifiuti appuntiti, vasca per strumenti sciolti e contenitori per la gestione di rifiuti contaminati
2. Ampio spazio per stoccaggio filtri depurazione acqua
3. Ripiano in inox su guide rinforzate per autoclave di qualsiasi marca
4. Vano per sigillatrice
5. Ripiano in inox per imbustatrice

1. S_01 cart including a stainless-steel tank for "5" ISO cassettes, 3 sharp instruments containers, decontamination bowl for loose instruments and a contaminated waste container
2. Space for water purification filter storage
3. Sliding stainless steel tray for easy access to autoclave
4. Position for sealing machine
5. Pull - out stainless-steel packing shelf





Saratoga organizza la sala sterilizzazione in funzione dei vostri bisogni, dello spazio disponibile e delle apparecchiature necessarie, nel rispetto delle normative vigenti.


Saratoga organizes your sterilization space according to your needs in terms of the available space, equipment, and according to current guidelines.

Inox S_teryl

Igiene al primo sguardo. Massima igiene, efficienza e resistenza per le nostre sterilizzazioni costruite interamente in acciaio inox.

Hygiene at first sight. Maximum hygiene, efficiency and resistance for our sterilizations, entirely built in stainless steel.





Sporco

1. Foro per rifiuti
2. S_elect 01
3. Termodisinfettore

Dirty

1. Waste
2. S_elect 01
3. Thermal disinfector

Pulito

1. S_elect 04
2. Sigillatrice
3. Autoclave

Clean

1. S_elect 04
2. Sealing machine
3. Autoclave

Saratoga S.p.A

Via L. Savio 7,
33170 Pordenone, Italia
T +390434572600
F +390434572477
P. IVA 00117290932

www.saratogadental.it