



S_SELECT

ERGONOMIC HYGIENE



SARATOGA

S_10 DECONTAMINAZIONE *DECONTAMINATION*

1. Vasca di decontaminazione per trays o strumenti sciolti
Decontamination bowl for trays or loose instruments
2. Contenitori per la gestione dei rifiuti
Waste management containers
3. Contenitore strumenti appuntiti
Sharp instruments container
4. Vano per riporre il coperchio della vasca di decontaminazione
Space to store decontamination bowl lid
5. Cestello in inox per cassette portastrumenti in acciaio o strumenti sciolti
Steel basket for instruments cassettes or loose instruments






Struttura interamente in acciaio inox- AISI 304 *Totally made of s/S -AISI 304*

S_30 ASEPSI 1 ASEPSIS 1


1. Vasca di decontaminazione per trays o strumenti sciolti
Decontamination bowl for trays or loose instruments
2. Contenitore per frese
Burs container
3. Contenitore per la gestione dei rifiuti
Waste management container
4. Contenitore strumenti appuntiti
Sharp instruments container
5. Cestello in inox per cassette portastrumenti in acciaio o strumenti sciolti
Steel basket for instruments cassettes or loose instruments



Struttura interamente in acciaio inox- AISI 304 *Totally made of s/S -AISI 304*



UTILIZZO / USE







S_40 ASEPSI 2 ASEPSIS 2

1. Vasca di decontaminazione per trays o strumenti sciolti
Decontamination bowl for trays or loose instruments
2. Contenitore per frese
Burs container
3. Contenitore strumenti appuntiti
Sharp instruments container
4. Contenitore per la gestione dei rifiuti completamente nascosto
Built-in waste compartment
5. Cestello in inox per cassette portastrumenti in acciaio o strumenti sciolti
Steel basket for instruments cassettes or loose instruments



Struttura interamente in acciaio inox- AISI 304 *Totally made of s/S -AISI 304*






S_21 TRASFERIMENTO 1 TRANSFER 1

1. Fino a 6 ripiani per vassoi e cassette. Carrello per movimentare la strumentazione da/per la sterilizzazione.


Transfer trolley to easily carry cassettes and trays from/to sterilization area. Up to 6 shelves for trays/cassettes



Struttura interamente in acciaio inox- AISI 304 *Totally made of s/S -AISI 304*



UTILIZZO / USE






S_20 TRASFERIMENTO 2 TRANSFER 2

1. Fino a 10 ripiani per vassoi e cassette. Carrello per movimentare la strumentazione da/per la sterilizzazione.


Transfer trolley to easily carry cassettes and trays from/to sterilization area. Up to 10 ten shelves for trays/cassettes



Struttura interamente in acciaio inox- AISI 304 *Totally made of s/S -AISI 304*



UTILIZZO / USE





Saratoga S.p.A

Via L. Savio 7,
33170 Pordenone,
Italia

T +390434572600

F +390434572477

P. IVA 00117290932

www.saratogadental.it

 **SARATOGA**