



S_SELECT

ERGONOMIC HYGIENE






SARATOGA

S_10 DÉCONTAMINATION DEKONTAMINATION

1. Bac de décontamination pour cassettes ou instruments en vrac
Desinfektionswanne für Trays und lose Instrumente
2. Containers pour la gestion de déchets usuels
Behälter für normale Abfälle
3. Bac pour instruments contendants
Behälter für Instrumente mit Spitzen
4. Compartiment pour stocker le couvercle du bac de décontamination
Fach für den Deckel der Desinfektionswanne
5. Panier en acier inoxydable pour cassettes ou instruments en vrac
Edelstahlbehälter für Instrumentenkassetten oder lose Instrumente



Structure entièrement en acier inox-AISI 304 *Völlig aus Edelstahl inox-AISI 304*



UTILISATION / NUTZUNG






S_30 ASEPSI 1 ASEPSIS 1

1. Bac de décontamination pour cassettes ou instruments en vrac
Desinfektionswanne für Trays und lose Instrumente
2. Bac pour fraises
Behälter für Fräsen
3. Container pour la gestion de déchets usuels
Behälter für normale Abfälle
4. Bac pour instruments contendants
Behälter für Instrumente mit Spitzen
5. Panier en acier inoxydable pour cassettes ou instruments en vrac
Edelstahlbehälter für Instrumentenkassetten oder lose Instrumente



Structure entièrement en acier inox-AISI 304 Völlig aus Edelstahl inox-AISI 304



UTILISATION / NUTZUNG

DÉCONTAMINATION / DEKONTAMINATION	
CHIRURGIE / CHIRURGIE	
ENDODONTIE / ENDODONTIE	
ORTHODONTIE / KIEFERORTHOPÄDIE	
TRASFER / VERSORGUNG	

S_40 ASEPSI 2 ASEPSIS 2

1. Bac de décontamination pour cassettes ou instruments en vrac
Desinfektionswanne für Trays und lose Instrumente
2. Bac pour fraises
Behälter für Fräsen
3. Bac pour instruments contendants
Behälter für Instrumente mit Spitzen
4. Bac pour instruments contendants complètement caché
Behälter für Instrumente mit Spitzen völlig versteckt
5. Panier en acier inoxydable pour cassettes ou instruments en vrac
Edelstahlbehälter für Instrumentenkassetten oder lose Instrumente






Structure entièrement en acier inox-AISI 304 *Völlig aus Edelstahl inox-AISI 304*

S_21 TRASFER 1 VERSORGUNG 1

1. Jusqu'à 6 étagères pour le transport des cassettes et des trays de/vers la stérilisation.
Bis zu 6 Einlegeboden für Trays und Kassetten, die nachdem sie sterilisiert worden sind, in die Behandlungszimmer aufgeteilt werden.



Structure entièrement en acier inox-AISI 304 Völlig aus Edelstahl inox-AISI 304



UTILISATION / NUTZUNG




DÉCONTAMINATION / DEKONTAMINATION	
CHIRURGIE / CHIRURGIE	
ENDODONTIE / ENDODONTIE	
ORTHODONTIE / KIEFERORTHOPÄDIE	
TRASFER / VERSORGUNG	

S_20 TRASFERIMENTO 2 TRANSFER 2


1. Jusqu'à 10 étagères pour le transport des cassettes et des trays de/vers la stérilisation.
Bis zu 10 Einlegeboden für Trays und Kassetten, die nachdem sie sterilisiert worden in die Behandlungszimmer aufgeteilt werden.



Structure entièrement en acier inox-AISI 304 Völlig aus Edelstahl inox-AISI 304



UTILISATION / NUTZUNG





Saratoga S.p.A

Via L. Savio 7,
33170 Pordenone, Italia
T +390434572600
F +390434572477
P. IVA 00117290932

www.saratogadental.it

 **SARATOGA**